

Одежда и Бандажи

послеоперационного периода для пластической
и эстетической хирургии




Юди Стайл
ITALIAN DESIGN 

POWERNET

Специальная Ткань

ЮдиСтайл, итальянский бренд, который отличается высоким качеством своих тканей и отделки, использует в некоторых своих изделиях «Powernet», известную эластичную ткань, которая характеризуется своими эластичными и утягивающими свойствами, но в то же время является удобной и приятной в носке.

Буквально «мощная сеть», внешне Powernet представляет собой ткань, полученную из смеси полиамидной и эластомерной пряжи; внутри она отделана очень мягким слоем из хлопкового флиса, который даёт тот тёплый и приятный эффект, который так любят пациенты.

Основными свойствами являются компрессионная эластичность и утягивающие свойства, высокая воздухопроницаемость и абсолютная гипоаллергенность (проблема, часто встречающаяся в бандажах из традиционной ткани, которая приводит к жалобам пациента, зуду и покраснению кожи).

Бандажи из ткани Powernet никогда не теряют свою первоначальную форму даже после нескольких стирок. Следовательно, в случае непрерывного использования в течение тридцати дней после операции, они продолжают выполнять свои функции поддержки и компрессии, как если бы бандаж был надет впервые.

Отделка краёв изделия мягким хлопком гарантирует, что кожа пациента не будет контактировать с наружной стороной ткани изделия, гарантируя высокий комфорт и предотвращая зуд.

Оглавление

Страница

Бандажи женские из Powernet

Бандаж-боди длина до бедра	5
Бандаж-боди длина до голени	6
Бандаж-боди длина до колена	7
Бандаж-боди длина до лодыжки	8

Лифтинг-маски для лица / шеи

Лифтинг-маска для лица без зоны шеи	9
Лифтинг-маска для лица с зоной шеи	9

Бандажи из Powernet липосакция ног и ягодиц

Бандаж Powernet липосакция ног длина до колена	10
Бандаж Powernet липосакция ног длина до голени	11

Бандажи мужские из Powernet

Бандаж для гинекомастии	12
Бандаж-боди Powernet длина до колена	13

Бандажи из Микрофибры

Бандаж из микрофибры длина до бедра	14
Бандаж из микрофибры длина до голени	15
Бандаж из микрофибры длина до колена	16
Рукава для брахиопластики	17

Эластичные корсеты

Эластичный корсет	18
Эластичный корсет с регулируемыми лямками	19

Абдоминопластика

Накладка и мини-накладка для абдоминопластики	20
Боди для абдоминопластики	21

Бюстгальтеры послеоперационные

Бюстгальтер после операций на груди со стабилизирующей лентой	22
Бюстгальтер после операций на груди без стабилизирующей ленты	23
Легкий бюстгальтер после мастопластики	24
Бюстгальтер для брахиопластики	25

Ленты стабилизирующие

Лента широкая стабилизирующая после операций по увеличению груди	26
Лента стабилизирующая после операций по увеличению груди	27

Бандаж и поддерживающий ремень для беременных

коричневый и	28
бежевый	29

Размерная сетка

30



Бандажи Powernet для женщин

Доступные цвета



Артикул: 1106С цвет черный и бежевый

ПОКАЗАНО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ПОСТОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ:
липосакция живота, бедер, ягодиц, абдоминопластика. Этот бандаж снабжен
большим анатомическим отверстием, которое позволяет использовать его для
физиологических нужд не снимая.

Бандажи Powernet для женщин

Доступные цвета



Артикул: 1106P цвет черный и бежевый

ПОКАЗАНО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ПОСТОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ: липосакция живота, бедер, ягодиц, внутренней части бедра, голени и колен, абдоминопластика. Этот бандаж снабжен большим анатомическим отверстием, которое позволяет использовать его для физиологических нужд не снимая.



Артикул 1106R: цвет черный и бежевый

ПОКАЗАНО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ПОСТОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ: липосакция живота, бедер, ягодиц, внутренней части бедра, абдоминопластика. Этот бандаж снабжен большим анатомическим отверстием, которое позволяет использовать его для физиологических нужд не снимая.

Бандажи Powernet для женщин

Доступные цвета



Артикул: 1106T цвет черный и бежевый

ПОКАЗАНО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ПОСТОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ: липосакция живота, бедер, ягодиц, внутренней поверхности бедер, голени и коленей, голеностопного сустава, абдоминопластика. Этот бандаж снабжен большим анатомическим отверстием, которое позволяет использовать его для физиологических нужд не снимая.

Лифтинг-маски для лица/шеи

Доступные цвета



Артикул: 001 бежевый цвет

ПОКАЗАНО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ПОСТОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ: операции по подтяжке лица.

Артикул: 002 бежевый цвет

ПОКАЗАНО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ПОСТОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ: операции по подтяжке лица и шеи.

Бандажи Powernet липосакция ног и ягодиц

Доступные цвета



Артикул: 016R цвет черный и бежевый

ПОКАЗАНО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ПОСТОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ: липосакция ягодичных мышц и внутренняя поверхность бедра. Этот бандаж снабжен большим анатомическим отверстием, которое позволяет использовать его для физиологических нужд не снимая.



Артикул: 016P цвет черный и бежевый

ПОКАЗАНО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ПОСТОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ: липосакция ягодиц, внутренней поверхности бедер, коленей и голеней. Этот бандаж снабжен большим анатомическим отверстием, которое позволяет использовать его для физиологических нужд не снимая.

Бандажи Powernet для мужчин

Доступные цвета



Артикул: 117 цвет черный и бежевый

ПОКАЗАНО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ПОСТОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ:
абдоминопластика и липосакция, сосредоточенные в области живота. Этот бандаж
можно полностью открыть в области гениталий для выхода дренажей.



Артикул: 1121



Артикул: 1110



Артикул: 1121 цвет черный и бежевый

ПОКАЗАНО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ПОСТОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ: липосакция бедра и живота, гинекомастия у мужчин. Регулируется с помощью крючков на лямках.

Артикул: 1110 цвет черный и бежевый

ПОКАЗАНО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ПОСТОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ: ягодичная липосакция, внутренняя поверхность бедра, живот и бедра, мужская гинекомастия. С большим анатомическим отверстием.

Бандажи из Микрофибры

Доступные цвета



Артикул: 730С чёрный цвет

ПОКАЗАНО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ПОСТОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ:
липосакция живота, бедер, ягодиц, абдоминопластика. Этот бандаж снабжен
большим анатомическим отверстием, которое позволяет использовать его для
физиологических нужд не снимая.



Артикул: 730P чёрный цвет

ПОКАЗАНО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ПОСТОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ: липосакция живота, бедер, ягодиц, внутренней части бедра, голени и колен, абдоминопластика. Этот бандаж снабжен большим анатомическим отверстием, которое позволяет использовать его для физиологических нужд не снимая.

Бандажи из Микрофибры

Доступные цвета



Артикул: 730R чёрный цвет

ПОКАЗАНО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ПОСТОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ: липосакция живота, бедер, ягодиц, внутренней части бедра, абдоминопластика. Этот бандаж снабжен большим анатомическим отверстием, которое позволяет использовать его для физиологических нужд не снимая.

Рукава для брахиопластики

Доступные цвета



Артикул: 0106G коричневый

ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ ПЕРИОД: хирургические операции на руках, брахиопластика. Рукава с углублением для локтя, с тремя размерами, регулирующимися крючками у основания шеи. Защищает и не позволяет контакта с прооперированным отделом. Медицинская компрессия позволяет уменьшить отечность.

Эластичный корсет

Доступные цвета



Артикул: 1120 цвет черный и бежевый

ПОКАЗАНО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ПОСТОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ: эластичный корсет после липосакции зон бедер, спины, живота.



Артикул: 1120А цвет черный и бежевый

ПОКАЗАНО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ПОСТОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ: эластичный корсет после липосакции зон бедер, спины, живота. Снабжен удобными поддерживающими лямками.

Накладка и мини-накладка для абдоминопластики

Доступные цвета



Артикул: 007А



Артикул: 007В



Артикул: 007А-007В бежевый цвет

ПОКАЗАНО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ПОСТОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ: операции по абдоминопластике . В дополнение к защите раны от случайных ударов, она помогает поддерживать брюшную область плоской и предотвращает образование “складок” кожи. Используется для мужчин и женщин, единый размер.

Боди для абдоминопластики

Доступные цвета



Артикул: 1103 цвет черный и бежевый

ПОКАЗАНО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ПОСТОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ:
абдоминопластика и липосакция, сосредоточенные в области живота. Этот бандаж
можно полностью открыть в области гениталий для выхода дренажей.

Бюстгальтер постоперационный со стабилизирующей лентой

Доступные цвета



Артикул: 011 цвет черный и бежевый

ПОКАЗАНО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ПОСТОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ: хирургия молочной железы, увеличение груди, оснащён стабилизирующей протезы лентой, которая регулируется с помощью липучки.

Бюстгальтер постоперационный без стабилизирующей ленты

Доступные цвета



Артикул: 004 цвет черный и бежевый

ПОКАЗАНО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ПОСТОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ: хирургия молочной железы, увеличение груди, без стабилизирующей ленты для протезов.

Легкий бюстгальтер для мастопластики

Доступные цвета



Артикул: 003 цвет черный и бежевый

ПОКАЗАНО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ПОСТОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ: хирургия груди, увеличение груди.

Бюстгальтер с рукавами для брахиопластики

Доступные цвета



Артикул: 014 цвет черный и бежевый

ПОКАЗАНО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ПОСТОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ: хирургия руки,
брахиопластика.

Стабилизирующие ленты

Доступные цвета



Артикул: 006А цвет белый

ПОКАЗАНО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ПОСТОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ: широкая лента для операций на груди для поддержки и стабилизации протеза.



Артикул: 006 цвет черный и бежевый

ПОКАЗАНО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ПОСТОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ: лента для операции на груди для поддержки и стабилизации протеза.

Бандаж и поддерживающий ремень для беременных

Доступные цвета



Артикул: C4372 коричневый и


ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ПЕРИОД БЕРЕМЕННОСТИ: бандаж или ремень позволяют обеспечить поддержку живота и спины, а также общее улучшение осанки. Помогает снизить болевые ощущения в области спины, ног и живота. Регулируемый ремень под животом позволяет изменять размер бандажа вместе с увеличением окружности живота. Ежедневная носка помогает бороться с растяжками, возникающими в связи с увеличением веса ребенка.



Артикул: С4370 бежевый

ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ПЕРИОД БЕРЕМЕННОСТИ: бандаж или ремень позволяют обеспечить поддержку живота и спины, а также общее улучшение осанки. Помогает снизить болевые ощущения в области спины, ног и живота. Регулируемый ремень под животом позволяет изменять размер бандажа вместе с увеличением окружности живота. Ежедневная носка помогает бороться с растяжками, возникающими в связи с увеличением веса ребенка.


Размерная сетка



БАНДАЖИ И КОРСЕТЫ МУЖСКИЕ


Размер	обхват	
	грудная клетка	талия
	см.	см.
40	71-77	68-75
42	77-83	75-82
44	83-90	82-89
46	90-97	89-95
48	97-103	95-102
50	103-110	102-109
52	109-116	109-115
54	116-123	115-122

Измерять грудную клетку под грудью




БЮСТГАЛЬТЕРЫ

Размер	Обхват грудной клетки
	см.
30	62-69
32	69-76
34	76-81
36	81-86
38	86-93
40	93-103



БАНДАЖИ И КОРСЕТЫ ЖЕНСКИЕ

Размер	обхват	
	талия	бедра
	см.	см.
38	53-59	66-72
40	59-64	72-78
42	64-72	78-84
44	72-79	84-90
46	79-87	90-96
48	87-93	96-102
50	93-101	102-108
52	101-106	108-114



ЛИФТИНГ-МАСКИ

Размер	Для кого предназначен
S	Дети
M	Женщины
L	Женщины
XL	Мужчины
XXL	Мужчины

